

size: 124x320mm

# start THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXIBLE 10 SECONDES

## by iHealth MANUEL D'UTILISATION

Modèle : MT-4333

### ATTENTION :

- △ Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le thermomètre.
- △ Risque de suffocation : Le capot du thermomètre et la pile peuvent être mortels en cas d'ingestion. Tenir hors de portée des enfants sans présence d'un adulte.
- △ Ne pas utiliser le thermomètre dans l'oreille. Il est conçu pour être utilisé en mode oral, rectal ou axillaire (sous l'aisselle).
- △ Ne pas placer la pile du thermomètre près d'une source de chaleur extrême pour éviter tout risque d'explosion.
- △ Remarque : L'utilisation d'une protection de la sonde peut entraîner un écart de 0,1°C (0,2°F) par rapport à la température réelle.
- △ Retirer la pile du thermomètre s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- △ L'utilisation de la température pour un autodiagnostic est dangereuse. Consultez votre médecin pour interpréter les résultats. L'autodiagnostic peut entraîner une aggravation des symptômes existants.
- △ Ne pas effectuer de mesure quand le thermomètre est humide. Cela pourrait entraîner de mauvais résultats.
- △ Ne pas mordre le thermomètre. Cela pourrait entraîner des bris et/ou des blessures.
- △ Ne pas démonter ou tenter de réparer le thermomètre. Cela pourrait entraîner de mauvais résultats.
- △ Après chaque utilisation, désinfecter le thermomètre, spécialement s'il est utilisé par plusieurs personnes.
- △ Ne pas forcer pour introduire le thermomètre dans le rectum. Stopper l'insertion et arrêter la mesure si une douleur est ressentie afin d'éviter toute blessure.
- △ Ne pas utiliser le thermomètre par voie orale juste après une utilisation rectale.
- △ Ne pas utiliser le thermomètre par voie orale pour les enfants de moins de 2 ans.
- △ Si le thermomètre a été stocké à une température hors des limites de 5°C-40°C (41°F-104°F), le laisser environ 15 minutes entre 5°C-40°C (41°F-104°F) avant de l'utiliser.

### LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Ce thermomètre digital permet une lecture rapide et très précise de la température corporelle d'un individu. Il est destiné à mesurer la température du corps humain en mode oral, rectal ou axillaire (sous l'aisselle). Le dispositif est réutilisable pour une utilisation clinique ou domestique pour des personnes de tout âge. Pour mieux comprendre ses fonctions et obtenir des résultats fiables pendant des années, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable. Ce dispositif médical est conforme aux normes suivantes :


EN 12470-3 Clinical thermometers —Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device, ISO 80601-2-56 Medical electrical equipment —Part 2-56:Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement, EN 60601-1-11 Medical electrical equipment —Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment and complies with the requirements of EN 60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1(Safety) standards.

Le fabricant est certifié ISO 13485.

### CONTENU DE LA BOÎTE

1 thermomètre digital, 1 Manuel d'utilisation, 1 Boîte de transport

### DESCRIPTION DU PRODUIT



### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- \* Les performances du dispositif peuvent être dégradées si l'un ou plusieurs des cas suivants apparaissent :
  - Fonctionnement en dehors de la plage de température et d'humidité indiquées par le fabricant.
  - Stockage en dehors de la plage de température et d'humidité indiquées par le fabricant.
  - Choc (test de chute, par exemple) ou capteur dégradé.
  - Température du patient est en dessous de la température ambiante.
- \* Les appareils de communication portables et mobiles RF peuvent influencer sur le dispositif. Le thermomètre requiert des précautions spéciales concernant la compatibilité électromagnétique. Pour consulter les informations relatives à la CEM, veuillez-vous rendre sur [www.startbyihealth.zendesk.com](http://www.startbyihealth.zendesk.com).

### SYMBOLES

- Courant continu
- ⚠ Parties appliquées type BF
- 📖 Consulter les instructions d'utilisation
- 🇪🇺 Représentant Européen
- 📦 Numéro de lot
- 🏭 Fabricant

🌡️ Températures de stockage et de transport  
🌡️ Limites de températures : -20°C-55°C (-4°F-131°F)

### SPECIFICATIONS

- Type : Thermomètre digital (non prédictif)
- Précision :  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.2^{\circ}\text{F}$ ) entre 35,2°C et 42,0°C (95,9°F-107,6°F) à une température ambiante de 18°C-28°C (64,4°F-82,4°F)  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$ ) pour les autres mesures et températures ambiantes
- Mode d'utilisation : Direct
- Mémoire : Stockage de la dernière mesure
- Autonomie : Env. 200h en utilisation continue; 1 an si 3 mes./jour
- Dimensions : 13,9cm x 2,2cm x 1,2cm (L x l x h)
- Conditions d'utilisation : Température : 5°C-40°C (41°F-104°F); Humidité : 15%-95%RH; Pression atmosphérique : 700hPa-1060hPa
- Conditions de stockage et de transport : Température : -20°C-55°C (-4°F-131°F); Humidité : 15%-95%RH; Pression atmosphérique : 700hPa-1060hPa
- Indice de protection : IP27
- Plage de mesure : 32,0°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C/F choisi par le fabricant)
- Affichage : LCD, 3 ½ Chiffres
- Alimentation : 1x Pile bouton 1,5V DC (LR41 ou SR41, UCC 392)
- Durée de vie : 3 ans
- Poids : Env. 12g (pile incluse)
- Classification : Type BF I

### CHANGEMENT °C / °F

Les valeurs sont disponibles en Celsius ou Fahrenheit (°C/F); situé en haut à droite de l'écran LCD). Lorsque le dispositif est éteint, maintenir le bouton On/Off enfoncé pendant environ 2 secondes pour changer l'unité.

### PRISE DE MESURE

- Appuyer sur le bouton On/Off près de l'écran LCD. Un son est émis et l'écran affiche **188.8** puis le dernier résultat enregistré. Après avoir affiché la température d'automesure, le thermomètre est prêt à prendre la mesure.
- Placer le thermomètre à l'endroit souhaité (bouche, rectum ou aisselle)
  - Utilisation orale :** placer le thermomètre sous la langue à l'emplacement comme indiqué sur la figure 2. Fermer la bouche et respirer uniformément par le nez afin d'éviter que la mesure ne soit influencée par l'air inspiré ou expiré. La température normale se situe entre 35,7°C et 37,3°C (96,3°F et 99,1°F).
  - Utilisation rectale :** lubrifier la sonde métallique avec un gel pour une meilleure insertion. Insérer doucement la sonde sur environ 1cm (moins de 1/2") dans le rectum. La température normale se situe entre 36,2°C et 37,7°C (97,2°F et 99,9°F).
  - Utilisation axillaire :** Essuyer l'aisselle où la mesure sera prise. Placer la sonde sous l'aisselle et maintenez le bras fermement appuyé sur le côté du thorax. D'un point de vue médical, cette méthode fournira toujours des valeurs inexacts et ne doit pas être utilisée si des mesures précises sont requises. La température normale se situe entre 35,2°C et 36,7°C (95,4°F et 98,1°F).
- Le symbole degré clignote durant la totalité de la mesure. Lorsque le clignotement s'arrête, une alarme se déclenche pendant environ 10 secondes. Le résultat de la mesure apparaît sur l'écran au même moment. Le temps de mesure minimal jusqu'au déclenchement de l'alarme doit être respecté sans exception. La mesure continue même après l'alarme. Afin d'obtenir de meilleurs résultats de mesure de la température corporelle, il est recommandé de laisser la sonde dans la bouche et le rectum pendant environ 2 minutes, ou sous les aisselles pendant environ 5 minutes, quel que soit le bip émis et en respectant un intervalle de 30 secondes entre chaque mesure.
- \*Remarque : pour une mesure normale, l'alarme fait « Bip-Bip-Bip-Bip »; L'alarme sera plus rapide lorsque la température atteint 37,8°C (100°F) ou plus et l'alarme fait « Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip »
4. Pour améliorer la durée de vie de la pile, appuyer sur le bouton On/Off pour éteindre le thermomètre après avoir terminé la mesure. Le dispositif s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes si aucune action n'est réalisée.

### DÉPANNAGE

Message	Cause possible	Solution
Lo	La température est inférieure à 32,0°C (90,0°F)	Éteindre le thermomètre, attendre une minute et prendre une nouvelle mesure en respectant les indications de prise de mesure.
Hi	La température est supérieure à 42,9°C (109,9°F)	Retirer la pile, attendre une minute et la remplacer. Si le message réapparaît, contacter le service client.
Err	Le dispositif ne fonctionne pas correctement	Changer la pile
	Pile déchargée : l'icône de batterie clignote, impossibilité de prendre une mesure	

### REMPLACEMENT DE LA PILE

- Remplacer la pile lorsque le symbole apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran LCD.
- Tirer sur le capot à pile comme indiqué sur la figure 3.
- Tirer légèrement la carte électronique avec le compartiment à pile sur environ 1cm (un peu moins de 1/2") (voir figure 4).
- Utiliser un objet pointu, par exemple un stylo, pour enlever l'ancienne pile. Veillez à respecter la réglementation sur la mise au rebut des piles usagées. Remplacer la pile par une pile bouton 1,5V DC de type LR41 ou SR41, UCC392, ou équivalente. S'assurer que le pôle « + » de la pile est vers le haut (voir figure 5)
- Remplacer le compartiment à pile à sa place et refermer le capot à pile.



### ÉTALONNAGE

Le thermomètre est initialement étalonné lors de la fabrication. Si le thermomètre est utilisé comme indiqué dans ce manuel, il n'est pas nécessaire de le réétalonner périodiquement. Cependant, il est recommandé de vérifier l'étalonnage tous les deux ans ou quand la précision clinique du thermomètre est remise en cause. Allumer le thermomètre, l'insérer dans un bain thermostaté et vérifier la précision du thermomètre. Envoyer le dispositif au fabricant pour effectuer ce test.

Les recommandations ci-dessus ne remplacent pas les exigences légales. L'utilisateur doit toujours se conformer aux exigences légales en matière de contrôle des mesures, du fonctionnement et de la précision de l'appareil, requises par les lois, directives ou ordonnances en vigueur en matière d'utilisation du dispositif.

### NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

- Essuyer le thermomètre avec un chiffon doux et propre.
- Pour un nettoyage plus poussé, essuyer le thermomètre avec un chiffon imbibé d'eau ou de solution détergente neutre, puis essorez-le soigneusement. Terminer en essuyant avec un chiffon doux et sec.
- Pour la désinfection, utiliser de l'éthanol à 75% ou de l'alcool isopropylique.
- Respecter les points suivants pour éviter des dommages sur le thermomètre :
  - Ne pas utiliser de benzène, diluant, essence ou autres solvants puissants pour nettoyer le thermomètre.
  - Ne pas essayer de désinfecter la section de détection (pointe) du thermomètre en l'immergeant dans de l'alcool ou de l'eau chaude (eau à plus de 50°C (122°F)).
  - Ne pas utiliser d'ultrasons pour nettoyer le thermomètre

### GARANTIE

Le thermomètre est garanti deux ans à partir de la date d'achat. Tous les composants sont couverts par la garantie excepté la pile. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un mauvais usage. Afin de profiter de la garantie, l'original ou la copie de la preuve d'achat sera nécessaire.

- Protection de l'environnement : Les appareils électriques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler là où ce service existe. Consultez les autorités locales pour des conseils en matière de recyclage.

Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.  
Building 2, No.202,Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone  
310030 Hangzhou China

Conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CE.  
0197 est le numéro d'identification de l'organisme notifié.

لتعليم:

- اقرأ التعليمات جيداً قبل استخدام مقياس الحرارة الرقمي.
- لا تلمس الشاشة، قد يكون غطاء مقياس الحرارة والبطارية مفلتان في حال ابتلاع أي منهما، لذا لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز دون رقابة أبوية.
- لا تستخدم مقياس الحرارة هذا في الأذن، فهو مصمم للاستخدام وإعطاء القراءات عن طريق الفم والمستقيم وحسب الإبط فقط.
- لا تضع بطارية مقياس الحرارة بالقرب من مصادر الحرارة الشديدة لأنها قد تتسبب تسيئة لبابطة.
- ملاحظة: قد يؤدي استخدام غطاء للجس إلى وجود تناقض في النتيجة بمقدار 0.1 درجة مئوية (0.2 درجة فهرنهايت) عن درجة الحرارة الفعلية.
- أخرج البطارية من الجهاز في حال عدم تشغيله لفترة طويلة.
- لا تعطي استخدام قراءات حرارة الجسم للتشخيص الذاتي، ولكن عليك باستشارة الطبيب لتفسير النتائج. فقد يؤدي التشخيص الذاتي إلى تدوير الحالات المرضية الموجودة.
- لا تعالج إجهاد القيادة عندما يكون مقياس الحرارة الزائد؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى قراءات غير دقيقة.
- تجنب عن مقياس الحرارة؛ إذ قد يؤدي القيام بذلك إلى كسر مقياس الحرارة وأو إصابتك.
- لا تعالج تفكيك مقياس الحرارة؛ إذ قد يؤدي القيام بذلك إلى قراءات غير دقيقة.
- احرص على تطهير مقياس الحرارة بعد كل استخدام، خاصةً في حالة استخدام أكثر من شخص واحد للجهاز.
- لا تعالج إدخال مقياس الحرارة في المستقيم بقوة، وإما توقف عن الإدخال وأوقف القياس عند الشعور بالألم. علماً بأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى الإصابة.
- لا تستخدم مقياس الحرارة عن طريق الفم بعد استخدامه عن طريق المستقيم.
- لا تستخدم مقياس الحرارة عن طريق الفم أو أقل، يُرسي عدم استخدام هذا الجهاز عن طريق الفم.
- لا تستخدم البطارية في درجات حرارة خارج النطاق من 40~5 درجة مئوية(104~41 درجة فهرنهايت)، يلزم تركها في درجة حرارة محيطية تتراوح ما بين 40~5 درجة مئوية (104~41 درجة فهرنهايت) لمدة 15 دقيقة قبل استخدامها.

### يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام

يوفر مقياس الحرارة الرقمي هذا قراءة سريعة ودقيقة للغاية لدرجة حرارة جسم حرارة جسم الإنسان. هذا مخصص لقياس درجة حرارة الجسم البشري في الوضع العادي عن طريق الفم أو المستقيم أو تحت الإبط. والجهاز قابل لإعادة الاستخدام في العبادة أو المنزل.

الأشخاص من جميع الأعمار والجميع أفضل للجهاز، وتوفر سنوات من النتائج الموثوقة. يُرسي قراءة جميع التعليمات قبل الاستخدام.


يتوافق هذا الجهاز مع المعايير التالية:

- معيار EN 12470-3 لمقاييس الحرارة السريرية - الجزء 3: أداء مقاييس الحرارة الكورونية للمدمجة (فم التنوية والتبوية) باستخدام أفضل.
- معيار ISO 9060-1 للأجهزة الكورونية الطبية - الجزء 2: متطلبات الصيانة والسلامة والأداء الأساسي لمقاييس الحرارة السريرية لقياس درجة حرارة الجسم.
- معيار ISO 9060-1-2 للأجهزة الكورونية الطبية - الجزء 1:11: متطلبات الصيانة والسلامة والأداء الأساسي - معيار إضافي: متطلبات الأجهزة الكورونية الطبية والأجهزة الكورونية الطبية المُستخدمة في بيئة الرعاية الصحية المنزلية ويتوافق مع متطلبات معيار EN 60601-1-2 (التوافق الكهرومغناطيسي) ومعيار IEC/EN60601-1 (السلامة)، كما أن الشركة المُصنعة حاصلة على شهادة ISO 13485.

### المحتويات

جهاز مقياس حرارة واحد، دليل مالك واحد، تحزين تخزين واحدة

### صورة توضيحية للمنتج



### الاحتياطات

- قد يتدهور أداء الجهاز في حال حدوث واحد أو أكثر من الأمور التالية:
  - تشغيل الجهاز خارج النطاق المُحدّد من الشركة المُصنعة لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة.
  - تغيير مقياس خارج النطاق المُحدّد من الشركة المُصنعة لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة.
  - الضغوطات الميكانيكية (مثل اختبار الضغط) أو دواء حادّ المسخّر.
  - التعاقب درجة الحرارة المرصين عن درجة الحرارة المحيطة.
- يمكن أن تؤثر أجهزة الاتصال دون سلكية والمحمولة على الجهاز؛ إذ يتاح الجهاز إلى احتياطات عامة فيما يخص التوافق الكهرومغناطيسي. والتعرف على معلومات حول التوافق الكهرومغناطيسي، يُرسي زيادة الموقع الإلكتروني [www.startbythealth.tendesk.com](http://www.startbythealth.tendesk.com)

### شرح الرموز

- : تيار ملأر
- BF: جزء مطبق من النوع B
- ⚡: راجع الوثائق المرفقة
- CE: الممثل الأوروبي المصنوع
- LOT: رمز دفعة التصنيع
- ⚠: الشركة المُصنعة

---: حدود حرارة درجة الحرارة والفرق بين 55~20 درجة مئوية (4~131 درجة فهرنهايت)

### المواصفات

- النوع: مقياس حرارة رقمي (فم التنوية)
- الدقة: ±0.1 درجة مئوية (±0.2 درجة فهرنهايت) عند قياس حرارة من 35.5~42.0 درجة مئوية (95.9~107.6 درجة فهرنهايت) في نطاق القياس: 32.0~42.9 درجة مئوية (90.0~109.9 درجة فهرنهايت) (يرجع تعديد درجة مئوية/درجة فهرنهايت إلى الشركة المُصنعة)
- ±0.2 درجة مئوية (±0.4 درجة فهرنهايت) لظروف التشغيل ونطاق التشغيل المحيط الأخرى
- وضع التشغيل: الوضع المائل
- الذاكرة: تسع تخزين آخر خرمعة تم قياسها
- عمر البطارية: حوالي 3000 ساعة من التشغيل المستمر أو ساعة واحدة بمعدل 3 قياسات يومياً
- الوزن: حوالي 14 جراماً بالبطارية
- نطاق التشغيل المحيط: درجة الحرارة: 40~5 درجة مئوية (104~41 درجة فهرنهايت) / الرطوبة: 15%~95% رطوبة نسبية / الضغط الجوي: 700~1060 هكتوباسكال
- طرف التحزين والنقل: درجة الحرارة: 20~55 درجة مئوية (4~131 درجة فهرنهايت) / الرطوبة: 15%~95% رطوبة نسبية / الضغط الجوي: 700~1060 هكتوباسكال
- تصنيف مقاومة الماء: و IP27

### إمكانية التبديل بين وضعي القياس درجة مئوية/درجة فهرنهايت

تتوفر قراءات درجة الحرارة بوحدة القياس درجة مئوية أو درجة فهرنهايت (C/F). وتظهر وحدة القياس المُستخدمة في أعلى يمين شاشة (LCD). أثناء إيقاف الوحدة، اضغط على الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثلثين ثوانٍ تقريباً لتغيير الإعداد الحالي.

### إعدادات المستخدم

1. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف بجانب شاشة LCD لمدة 3 ثوانٍ مستمرة لفتح شاشة درجة مئوية. عند تشغيل الشاشة 100%، يظهر أيقونة واحدة على الشاشة.

2. في مقياس الحرارة أو المكان المطلوب (الفم أو المستقيم أو تحت الإبط).

3. عند استخدام عن طريق الفم، ضع مقياس الحرارة تحت اللسان في الموقع المُحدّد بالعلامة "☺". كما هو موضح في الشكل 2. أثناء ضغط وتشنج يدهود، عن طريق الألف لمنع تأثير هواء الشيق/الريفر على القياس. تتراوح درجة الحرارة الطبيعية ما بين 35.7 و37.3 درجة مئوية (96.3 و99.1 درجة فهرنهايت).

4. عند استخدام عن طريق المستقيم، ينهي ترتيب طرف الجس الضعيف بالترتيب السهولة الإدخال. أدخل المستشعر داخل المستقيم ببطئ إلى مسافة 1 سم تقريباً (أقل من 1/2 بوصة). تتراوح درجة الحرارة الطبيعية ما بين 36.2 و37.7 درجة مئوية (97.2 و99.9 درجة فهرنهايت).

5. عند استخدام تحت الإبط، جلف محظفة تحت الإبط. ضع الجس تحت الإبط واضغط عليه بذرارعة بقوة. من المنظور الطبي، نادراً ما توفر هذه الطريقة قراءات غير دقيقة، ويجب عدم استخدامها في حال الحاجة إلى قياسات دقيقة. تتراوح درجة الحرارة الطبيعية ما بين 35.2 و36.7 درجة مئوية (95.4 و98.1 درجة فهرنهايت).

6. لتوضيح علامة درجة الحرارة في وضع مرآة، عدداً مع مقياس الحرارة ببطئ لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، وستظهر القراءة التي تم قياسها على شاشة LCD في الوقت نفسه. يجب دائماً ودون أي استثناء، مرفقة العد الأدنى لوقت القياس حتى يمتد صوت الإنذار (التبوية)؛ كما أن القياس يستمر أيضاً حتى بعد انتهاء التبوية، لذلك، ومن أجل الحصول على نتيجة قياس أفضل لدرجة حرارة الجسم، يُوصى بإبقاء الجس في الفم أو المستقيم لمدة دقيقتين تقريباً، أو تحت الإبط لمدة 5 دقائق تقريباً بغض النظر عن مصدر صوت التبوية. كما يجب إلمانة في مرات القياس بتحويل ليدلاً لا تقل عن 30 ثانية.

7. ملاحظة: عادة ما تُشبه أشرطة التبوية "بي. بي. بي." في حين تترازم، وتبوية صوت التبوية في حالة الإنذار عندما تعالج درجة الحرارة إلى 37.8 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) أو أعلى، ويصبح صوت التبوية عندئذٍ يُشبه "بي. بي. بي." في بي.

8. لإزالة علم البطارية، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف بعد الانتهاء من القياس. وإذا لم يتم التحاذي أي إجراء، فسوف تتوقف الوحدة تلقائياً بعد 10 دقائق تقريباً.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	المشكلة	رسالة الخطأ
L0	درجة الحرارة التي تم قياسها أقل من 32.0 درجة مئوية (90.0 درجة فهرنهايت)	توقف الجهاز وانظر لمدة دقيقة واحدة، ثم حاول قياس درجة الحرارة من جديد بتثبيت الجس جيداً في الموقع المناسب، وبعد أقل ضبط كابل من الراحة
H1	درجة الحرارة التي تم قياسها أعلى من 42.9 درجة مئوية (109.9 درجة فهرنهايت)	أخرج البطارية وانظر لمدة دقيقة واحدة، ثم أعد البطارية من جديد؛ إذا عادت الرسالة الظهور، فاقلم تاجر التجزئة تصيانة الجهاز.
Err	هناك خلل وظيفي في النظام	استبدل البطارية

### استبدال البطارية

- استبدل البطارية عند ظهور الرمز "⚡" في أسفل يمين شاشة LCD.
- في حالة غطاء البطارية كما هو موضح في الشكل 3.
- اسحب لوحة البطارية الميكانيكية التي تحتوي على حجرة البطارية ببطئ لمسافة 1 سم تقريباً (أقل من 1/2 بوصة تقريباً) (انظر الشكل 4).
- استخدم أداة ذات من مدبب مثل المقلم لإخراج البطارية القوية. تخلف من البطارية وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها في بلدك. ركب بطارية جديدة بحجم الرقعة 1.5 فولت تيار مباشر، مثل بطارية LR41 أو SR41، أو ما يعادلها.
- عليك مراعاة تثبيت البطارية مع توجيه قطبيها في الاتجاه الصحيح. (انظر الشكل 5)
- أعد حجرة البطارية إلى مكانها وركب الغطاء.



### لتعبارة

تتم عملية مقياس الحرارة في البداية في وقت الشبح، وإذا تم استخدام مقياس الحرارة هذا وفقاً لتعليمات المستخدم، فإنهم يلزم إجراء عمليات إعادة ضبط دورية. ومع ذلك، فإننا نوصي بفحص المعايرة كل عامين أو كلما ظهرت شكوك في الدقة السريرية لمقياس الحرارة. تُغفل مرفقة البطارية وضعة في حزام ماس، ومن ثم تحقق من الدقة للتحريبات الفورية. تخلف من البطارية وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها في بلدك. ركب بطارية جديدة بحجم الرقعة 1.5 فولت تيار مباشر، مثل بطارية LR41 أو SR41، أو ما يعادلها.

لا تحمل التوصيات السابقة معمل التحليلات القانونية، ويجب على المستخدم الالتزام دائماً بالمتطلبات القانونية للمكتمل في جهاز القياس ووظائفه وحقته وفق نطاق متطلبات الوثائق أو التوجيهات أو المراسيم ذات الصلة في المكان الذي يتم فيه استخدام الجهاز.

### التنظيف والتطهير

- اسمح مقياس الحرارة بقطعة قماش نظيفة وواضحة.
- في حال وجود قطع جديدة، اسح مقياس الحرارة بقطعة قماش مبللة بالماء، أو بمحلول تنظيف معياد، ثم افركه جيداً، وفي النهاية، اسح مقياس الحرارة بقطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام كمواك الإيثانول أو الأيزوبروبانول نسبة تركيز 75% يُرسي مرفقة آلياً لتجنب إتلاف مقياس الحرارة.
- لا تستخدم اليزين أو مرقق القوام أو غيرها من المذيبات القوية لتنظيف مقياس الحرارة.
- لا تحاول تطهير المنتج باستخدام (المسح) الخاص بمقياس الحرارة عن طريق غمره في الكحول أو في الماء الساخن (لأنه الذي يزيد درجة حرارته عن 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)).
- لا تستخدم الفيسيل بالموجات فوق الصوتية لتنظيف مقياس الحرارة.

### الضمان المحدود

يتم ضمان مقياس الحرارة لمدة سنتين من تاريخ الشراء، ويشمل هذا الضمان جميع المكونات باستثناء البطارية. ولا يشمل الضمان أي تلف يالحق بمقياس الحرارة بسبب سوء الاستخدام، والحصول على خدمة الصيانة بموجب هذا الضمان يلزم توفير أصل فائترة الشراء من تاجر التجزئة الأصلي أو نسخة منها.

يجب أن يتم التخلص من هذا المنتج والبطاريات المستعملة وفقاً للوائح التنظيمية البيئية

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات مديرة EEC/93/42.  
ويُشار إليه بالرقم «0197»-الرقم التعريفي لجهة التصاعد.



Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd.  
Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone 310030, Hangzhou, China